

DOWEX® 50 WX8 (200 – 400 mesh) analytical grade	Kat.Nr./Cat.No. :	41631
---	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		beiges Korn beige particles
Trocknungsverlust (%) loss on drying	3 h, 105°C	45.0 – 55.0
Gegenion counter-ion		Na ⁺
Kapazität (eq/l) capacity		min. 1.7
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Das Produkt kann schwarze Partikel enthalten. Dabei handelt es sich um inaktive Copolymere, die die spezifizierten Eigenschaften wie Kapazität, Wassergehalt oder die Abgabe von organischen Substanzen vom Harz nicht beeinträchtigen.

The product can contain black particles. These are inactive copolymeres which do not impair the specified characteristics as capacity, water content or the release of organic substances of the resin.

<p>Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert. We do not guarantee that the product can be used for a special application.</p>
--