
Serdolit[®] Chelite[®] P p.A. analytical grade	Kat.Nr./Cat.No. :	41706
--	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		hellelfenbeinfarbenes Korn light ivory colored particles
Korngröße (mm) particle size		0.3 – 0.8
Gegenion counter ion		Na ⁺
Trocknungsverlust (%) loss on drying	3 h, 105 °C	60.0 – 70.0
Kapazität (eq/l) capacity		min. 1.1
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.