

---

<b>Serdolit® PAD I</b> p.A. (0.1 – 0.2 mm) analytical grade	<b>Kat.Nr./Cat.No.:</b>	<b>42443</b>
--	-------------------------	--------------

---

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Zusammensetzung</b> composition		Styrol-DVB-Kopolymer styrene-DVB-copolymer
<b>Partikelgrößenverteilung (%)</b> particle size distribution		0.1 – 0.2 mm: min. 75
<b>Aussehen</b> appearance		weißes bis cremeweißes Korn white to cream-colored particles
<b>Trocknungsverlust (%)</b> loss on drying	3 h, 105 °C	40 – 50
<b>Spez. Oberfläche (m<sup>2</sup>/g)</b> specific surface		min. 250
<b>Spez. Porenvolumen (ml/g)</b> specific porevolume		ca. 0.6
<b>Porendurchmesser (nm)</b> pore diameter		ca. 25
<b>Lagerung (°C)</b> storage		+15 bis/ to +30

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.