

Serdolit® PAD-II, p.A.
(0.3 – 1.0mm), analytical grade

Kat.Nr./Cat.No.: 42445

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		hellelfenbeinfarbenes Korn light ivory-colored particles
Zusammensetzung composition		Ethylstyrol-DVB-Kopolymer ethylstyrene-DVB-copolymer
Trocknungsverlust (%) loss on drying	3h; 105°C	30.0 – 40.0
Spez. Oberfläche (m²/g) specific surface		min. 400
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.