

**Serdolit® PAD-II** p.A.  
(0.1 – 0.2mm) analytical grade

**Kat.Nr./Cat.No.:**

**42446**

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Zusammensetzung</b> composition		Ethylstyrol-DVB-Kopolymer ethylstyrene-DVB-copolymer
<b>Aussehen</b> appearance		hell elfenbeinfarbenes Korn light ivory -colored particles
<b>Trocknungsverlust (%)</b> loss on drying	3h; 105°C	40.0 – 50.0
<b>Spez. Oberfläche (m<sup>2</sup>/g)</b> specific surface		min. 400
<b>Porendurchmesser (nm)</b> pore diameter		ca. 25
<b>Lagerung (°C)</b> storage		+15 bis/ to +30

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.