

**Serdolit® PAD-III** p.A.  
(0.3 – 1.0mm) analytical grade

**Kat.Nr./Cat.No.:**

**42448**

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Zusammensetzung</b> composition		Ethylstyrol-DVB-Kopolymer ethylstyrene-DVB-copolymer
<b>Aussehen</b> appearance		dunkelblau-rotes Korn dark blue to red particles
<b>Trocknungsverlust (%)</b> loss on drying	3h; 105°C	45.0 – 55.0
<b>Spez. Oberfläche (m<sup>2</sup>/g)</b> specific surface		min. 800
<b>Porendurchmesser (nm)</b> pore diameter		ca. 25
<b>Lagerung (°C)</b> storage		+15 bis/ to +30

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.