

Serdolit® PAD-III p.A.
(0.1 – 0.2mm) analytical grade

Kat.Nr./Cat.No.: 42449

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Zusammensetzung composition		Ethystyrol-DVB-Kopolymer ethylstyrene-DVB-copolymer
Aussehen appearance		rotbraunes feines Korn redbrown fine particles
Trocknungsverlust (%) loss on drying	3h; 105°C	45.0 - 55.0
Spez. Oberfläche (m²/g) specific surface		min. 800
Porendurchmesser (nm) pore diameter		ca. 25
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.