

Serdolit® PAD-IV p.A.
(0.3 – 1.0mm) analytical grade

Kat.Nr./Cat.No.:

42450

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Zusammensetzung composition		Acrylester-DVB-Kopolymer acrylic ester-DVB-copolymer
Aussehen appearance		cremeweißes Korn cream-colored particles
Trocknungsverlust (%) loss on drying	3h; 105°C	45.0 - 55.0
Spez. Oberfläche (m²/g) specific surface		min. 250
Porendurchmesser (nm) pore diameter		ca. 20
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.