

BlueSlick

Kat.Nr./Cat.No. :

42500

Parameter
parameter

Spezifikation
specification

Aussehen
appearance

klare farblose Lösung
clear colorless solution

Anwendung
application

zur Behandlung von Glasplatten
for treatment of glass plates

Wirkung
effect

macht Glasoberflächen hydrophob
provides hydrophobic coating of glass surfaces

Lagerung (°C)
storage

+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.