

Laemmli Probenpuffer (2x), für SDS PAGE
Laemmli sample buffer (2x), for SDS PAGE

Kat.Nr./Cat.No. : 42526

Parameter parameter	Spezifikation specification
-------------------------------	---------------------------------------

Aussehen appearance	blaue Lösung blue solution
-------------------------------	-------------------------------

pH	6.6 – 7.0
-----------	-----------

Zusammensetzung composition	
---------------------------------------	--

TRIS/HCl pH 6.8 (# 37180)	126mM
------------------------------	-------

Glycerin / glycerol (# 23176)	20%
-------------------------------	-----

SDS (# 20763)	4%
---------------	----

Bromphenolblau (# 15375) bromphenol blue	0.02%
---	-------

Lagerung (°C) storage	+2 bis/ to +8
---------------------------------	---------------

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.