
SERVA Tris-Glycin nativer Probenpuffer (2x) SERVA Tris-Glycine native sample buffer (2x)	Kat.Nr./Cat.No. :	42528
--	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Spezifikation specification
Aussehen appearance	blaue Lösung blue solution
pH	6.6 – 7.0
Zusammensetzung composition	
TRIS/HCl pH 6.8 (# 37180)	126mM
Glycerin / glycerol (# 23176)	20%
Bromphenolblau (# 15375) bromphenol blue	0.02%
Lagerung (°C) storage	+2 bis/ to +8

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.