
SERVA Tris-Glycin nativer Elektrophorese Puffer (10x) Kat.Nr./Cat.No. : **42530**
SERVA Tris-Glycine native electrophoresis buffer (10x)

Parameter parameter	Spezifikation specification
Aussehen appearance	klare farblose Lösung clear colorless solution
pH	8.4 – 8.8
Zusammensetzung composition	
TRIS (# 37180)	0.25M
Glycin / Glycine (# 23390)	1.92M
Lagerung (°C) storage	+2 bis/ to +8

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.