

Nativer Kathodenpuffer für Blue/ Clear Native (10x) Native Cathode Buffer for Blue/ Clear Native (10x)	Kat.Nr./Cat.No. :	42536
--	--------------------------	--------------

Parameter
parameter

Spezifikation
specification

Aussehen
appearance

klare farblose Lösung
clear colorless solution

pH

6.9 – 7.1

Zusammensetzung
composition

N-Tris(hydroxymethyl)-methylglycin
(#37195)

500 mM

Bis(2-hydroxyethyl)amino]-
2-(hydroxy-methyl)-1,3-propanediol
BISTRIS (#15107)

150 mM

Lagerung (°C)
storage

+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.