

IEF Proben Puffer (2x) sterilfiltriert
IEF sample buffer (2x) sterile filtered

Kat.Nr./Cat.No. : 42537

Parameter parameter	Spezifikation specification
Aussehen appearance	klare rote Lösung clear red solution
pH	6.5 – 7.5
Anwendung application	vertikale und horizontale IEF-Anwendungen und Systeme vertical and horizontal IEF applications and systems
Zusammensetzung composition	
SERVALYT® 4-9T	4%
Glycerin / Glycerol	30%
Phenolrot / phenol red	0.005%
Arbeitsverdünnung working solution	flüssige Proben: 1:1 mit Puffer verdünnen Festsubstanzen: zuerst im Puffer lösen, dann 1:1 mit Wasser verdünnen liquid samples: mix 1:1 with the buffer solid samples: dissolve in the buffer first, then dilute with water 1:1
Lagerung (°C) storage	+2 bis/ to +8

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.