
TAE Puffer (50x) TAE buffer (50x) molecular biology grade	Kat.Nr./Cat.No. :	42549
---	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Spezifikation specification
Aussehen appearance	klare farblose Lösung clear colorless solution
pH	8.1 – 8.5
Zusammensetzung composition	
TRIS (# 37180)	242.3g/l
EDTA-Na ₂ ·2H ₂ O (# 11280)	18.6g/l
Eisessig / glacial acetic acid	60.05g/l
DNase/ RNase Aktivität DNase/ RNase activity	nicht nachweisbar none detected
Lagerung (°C) storage	+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.