
SERVA Tris-Tricin/SDS Elektrophorese Puffer (10x) **Kat.Nr./Cat.No. :** **42552**
SERVA Tris-Tricine/SDS electrophoresis buffer (10x)

Parameter parameter	Spezifikation specification
Aussehen appearance	klare farblose Lösung clear colorless solution
pH	7.9 – 8.5
Zusammensetzung composition	
TRIS (# 37180)	1M
Tricin/ Tricine (# 37195)	1M
SDS (# 20763)	1%
Lagerung (°C) storage	+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.