
TAE Puffer (10x) TAE buffer (10x)	Kat.Nr./Cat.No. : 42553
---	--------------------------------

Parameter parameter	Spezifikation specification
-------------------------------	---------------------------------------

Aussehen appearance	klare farblose Lösung clear colorless solution
-------------------------------	---

pH	8.3 – 8.7
-----------	-----------

Zusammensetzung composition	
---------------------------------------	--

TRIS (# 37180)	0.4 M
----------------	-------

EDTA-Na ₂ •2H ₂ O (# 11280)	0.01 M
---	--------

Eisessig / glacial acetic acid	0.2 M
--------------------------------	-------

Lagerung (°C) storage	+15 bis/ to +30
---------------------------------	-----------------

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.