
TE Puffer (100x) TE buffer (100x)	Kat.Nr./Cat.No. :	42554
---	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Spezifikation specification
-------------------------------	---------------------------------------

Aussehen appearance	klare farblose Lösung clear colorless solution
-------------------------------	---

pH	7.8 – 8.2
-----------	-----------

Zusammensetzung composition	
---------------------------------------	--

TRIS (# 37180)	1.0 M
EDTA-Na ₂ •2H ₂ O (# 11280)	0.1 M

Lagerung (°C) storage	+15 bis/ to +30
---------------------------------	-----------------

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.