

SSC-Puffer SSC-buffer molecular biology grade	Kat.Nr./Cat.No. :	42555
---	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Spezifikation specification
Aussehen appearance	klare farblose Lösung clear colorless solution
pH	6.8 - 7.2
Zusammensetzung composition	
NaCl (# 30183)	3.0 M
tri-Natriumcitrat•2H ₂ O	0.3 M
tri-Sodiumcitrate•2H ₂ O	
DNase/ RNase Aktivität DNase/ RNase activity	nicht nachweisbar none detected
Lagerung (°C) storage	+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.