

Towbin Puffer (10x)

Kat.Nr./Cat.No. :

42558

Towbin Buffer (10x) for Western Blotting

Parameter
parameter

Spezifikation
specification

Aussehen
appearance

klare farblose Lösung
clear colorless solution

pH

8.4 – 8.8

Anwendung
application

für Westernblotting
for Western blotting

Zusammensetzung
composition

TRIS (# 37180)
Glycin / Glycine (# 23390)

0.25M
1.92M

Arbeitsverdünnung
working solution

To 100 ml of concentrate add
200 ml methanol and 700 ml deionized water

0.025 M Tris
0.192 M Glycine
20 % Methanol

Referenz
reference

Towbin, H., Staehelin, T. and Gordon, J. (1979)
Electrophoretic transfer of proteins from
polyacrylamide gels to nitrocellulose sheets:
procedure and some applications.
Proc.Nat.Acad.Sci. USA **76**, 4350-4354.

Lagerung (°C)
storage

+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.