
SERVA Tris-Tricin/SDS Elektrophorese Puffer (20x) **Kat.Nr./Cat.No. :** **42560**
SERVA Tris-Tricine/SDS electrophoresis buffer (20x)

Parameter **Spezifikation**
parameter specification

Aussehen klare farblose Lösung
appearance clear colorless solution

pH 8.3 – 8.7

Zusammensetzung
composition

TRIS (# 37180) 1.2M
Tricin/ Tricine (# 37195) 800mM
SDS (# 20763) 2%

Lagerung (°C) +15 bis/ to +30
storage

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.