
LavaPurple **Kat.Nr./Cat.No. :** **43373**

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		dunkelviolette Lösung dark purple solution
Zusammensetzung composition	200x-Stammlösung in DMSO/ Acetonitril 200x-stock solution in DMSO/ acetonitrile	
Reinheit (%) purity	HPLC	min. 85
A 1 cm/ 550 nm	10x in DMSO/ Acetonitril 10x in DMSO/ acetonitrile	0.61 – 0.81
Proteindetektion protein detection	10x in H ₂ O mit Albumin 10x in H ₂ O with albumin	entspricht corresponds
Lagerung (°C) storage		-15 bis/ to -25

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.