

---

**CM 52-Cellulose SERVACEL® p. A.** **Kat.Nr./Cat.No. : 45029**  
**CM 52 -Cellulose SERVACEL® analytical grade**

---

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Aussehen</b> appearance		weißes Pulver white powder
<b>Kapazität (meq/g)</b> capacity	getr.Substanz based on dried subst.	min. 0.9
<b>Trocknungsverlust (%)</b> loss on drying		70.0 - 80.0
<b>Korngröße (µm)</b> particle size		100 - 200
<b>Lagerung (°C)</b> storage		+15 bis/ to +30

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.