
DEAE 52-Cellulose SERVACEL® p. A. **Kat.Nr./Cat.No. : 45059**
DEAE 52 -Cellulose SERVACEL® analytical grade

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		weißes Pulver white powder
Kapazität (meq/g) capacity	getrocknete Substanz based on dried subst.	min. 0.9
Trocknungsverlust (%) loss on drying		70.0 – 80.0
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.