
Serdolit® AS-2 reinst	Kat.Nr./Cat.No. :	45222
Serdolit® AS-2 analytical grade		

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		hellbeiges bis gelbes Korn light beige to yellow particles
Gegenion counter ion		Cl ⁻
Trocknungsverlust (%) loss on drying	3 h, 105°C	40.0 – 50.0
Kapazität (eq/l) capacity		min. 1.1
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.