

<b>Serdolit® MB p.A.</b> analytical grade	<b>Kat.Nr./Cat.No. :</b>	<b>45500</b>
--	--------------------------	--------------

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Aussehen</b> appearance		blaues und beiges Korn blue and beige particles
<b>Zusammensetzung</b> composition	Mischbett-Ionenaustauscher mit Erschöpfungsindikator, bestehend aus Serdolit Blau (OH <sup>-</sup> Form) und Serdolit CS-2 (H <sup>+</sup> -Form) im Verhältnis von ca. 1.5:1(v/v). Gebrauchsfertig für die Feinreinigung von Wasser. Mixed-bed ion exchanger with exhaustion indicator, fully regenerated for demineralizing water and other aqueous process liquids. Consists of Serdolit-Blue (OH <sup>-</sup> -form) and Serdolit-CS-2 (H <sup>+</sup> -form) in a ratio at approx. 1.5:1(v/v).	
<b>Kapazität (eq/l)</b> capacity		min. 0.8
<b>Korngröße (mesh)</b> particle size		16 – 50 (0.3 – 1.2mm)
<b>Trocknungsverlust (%)</b> loss on drying	3 h, 105 °C	55.0 – 65.0
<b>Lagerung (°C)</b> storage		+15 bis/ to +30

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.