
| | | |
|---|--------------------------|--------------|
| Serdolit® AS-1 reinst Serdolit® AS-1 analytical grade | Kat.Nr./Cat.No. : | 45521 |
|---|--------------------------|--------------|

| Parameter parameter | Methode method | Spezifikation specification |
|--|--------------------------|--|
| Aussehen appearance | | hellbeiges Korn light beige particles |
| Korngröße (mesh) particle size | | 16 - 50 |
| Gegenion counter ion | | Cl ⁻ |
| Trocknungsverlust (%) loss on drying | 3h, 105°C | 45.0 –55.0 |
| Kapazität (eq/l) capacity | | min. 1.0 |
| Lagerung (°C) storage | | +15 bis/ to +30 |

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.