

Serdolit® CS-1 p.A.
analytical grade

Kat.Nr./Cat.No. : 45530

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		braunes Korn brown particles
Korngröße (mesh) particle size		16 - 50 (0.3 - 1.2mm)
Kapazität (eq/l) capacity		min. 1.7
Trocknungsverlust (%) loss on drying	105°C; 3h	45.0 – 55.0
Gegenion counter-ion		Na ⁺
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.