

**Serdolit® AW-1 p.A.**

**Kat.Nr./Cat.No. :**

**45535**

Serdolit® AW-1 analytical grade

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Aussehen</b> appearance		elfenbeinfarbenes Korn ivory colored particles
<b>Korngröße (mesh)</b> particle size		20 – 50
<b>Kapazität (eq/l)</b> capacity		min. 1.1
<b>Gegenion</b> counter ion		OH <sup>-</sup>
<b>Trocknungsverlust (%)</b> loss on drying	3h, 105°C	55.0 – 65.0
<b>Lagerung (°C)</b> storage		+15 bis/ to +30

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.