

Serdolit® Rot p.A.

Kat.Nr./Cat.No. :

45540

Serdolit® Red analytical grade

| Parameter parameter | Methode method | Spezifikation specification |
|--|--------------------------|---|
| Aussehen appearance | | purpurviolett Korn purple violet particles |
| Korngröße (mesh) particle size | | 16 – 50 (0.3 – 1.2mm) |
| Kapazität (eq/l) capacity | | min. 1.6 |
| Gegenion counter-ion | | H ⁺ |
| Trocknungsverlust (%) loss on drying | 105°C; 3h | 50.0 – 60.0 |
| Lagerung (°C) storage | | +15 bis/ to +30 |

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.