

Acetonitril für HPLC Acetonitrile for HPLC	Kat.Nr./Cat.No. :	45605
------------------------------------------------------	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		CH ₃ CN
Molekulargewicht molecular weight		41.05
Aussehen appearance		klare farblose Flüssigkeit clear colorless liquid
Gehalt (%) assay	GC	min. 99.9
Brechungsindex refractive index		1.3430 – 1.3450
Wasser (%) water	KF	max. 0.05
T 1cm (%)	gegen HPLC-Wasser against HPLC-water	240 nm min. 98 254 nm min. 99
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.