

Acetonitril Far UV für HPLC Acetonitrile Far UV for HPLC	Kat.Nr./Cat.No. :	45606
--	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		CH ₃ CN
Molekulargewicht molecular weight		41.05
Aussehen appearance		klare farblose Flüssigkeit clear colorless liquid
Gehalt (%) assay	GC	min. 99.9
Brechungsindex refractive index		ca. 1.344
Wasser (%) water	KF	max. 0.02
T 1cm (%)	gegen HPLC-Wasser against HPLC-water	200 nm min. 80 210 nm min. 90 220 nm min. 98 230 nm min. 99
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.