

Acetonitril für HPLC, gradient gold  
Acetonitrile for HPLC

Kat.Nr./Cat.No. :

**45608**

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
<b>Summenformel</b> formula		CH <sub>3</sub> CN
<b>Molekulargewicht</b> molecular weight		41.05
<b>Aussehen</b> appearance		klare farblose Flüssigkeit clear colorless liquid
<b>Gehalt (%)</b> assay	GC	min. 99.9
<b>Brechungsindex</b> refractive index		1.3430 – 1.3450
<b>Wasser (%)</b> water	KF	max. 0.01
<b>T 1cm (%)</b>	gegen HPLC-Wasser against HPLC-water	195 nm min. 80 200 nm min. 95 210 nm min. 97 220 nm min. 98 240-400 nm min. 99
<b>Lagerung (°C)</b> storage		+15 bis/ to +30

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.