

Colchicin Lösung 10 µg/ml sterilfiltriert
Colchicin solution 10 µg/ml, sterile filtered

Kat.Nr./Cat.No. : 47252

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		klare farblose Lösung clear colorless solution
Konzentration (µg/ml) concentration	in PBS	10
pH		7.0 – 8.0
Osmolarität (mOsmol/l) osmolarity		270 - 300
Sterilität sterility		negativ negative
Lagerung (°C) storage		-15 bis/ to -25

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.