

Colcemid Lösung 10 µg/ml sterilfiltriert
Colcemid solution 10 µg/ml sterile filtered

Kat.Nr./Cat.No. : 47253

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		klare farblose Lösung clear colorless solution
Konzentration (µg/ml) concentration	in PBS	10
pH		7.0 – 8.0
Osmolarität (mOsmol/l) osmolarity		max. 300
A 1cm/ 246 nm	unverdünnt undiluted	min. 0.8
A 1cm/ 354 nm	unverdünnt undiluted	min. 0.4
Sterilität sterility		negativ negative
Lagerung (°C) storage		-15 bis/ to -25

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.