

Collagen R Lösung 0.4 %, steril
Collagen R solution 0.4 %, sterile

Kat.Nr./Cat.No. : 47255

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Molekulargewicht molecular weight		ca. 300 000
Aussehen appearance		klare, viskose Lösung clear, viscous solution
Gehalt (%) assay	UV	0.36 – 0.44
pH		3.2 – 3.9
Sterilttest sterile test		kein Wachstum no growth
Gelbildung gel formation		positiv positive
Ursprung origin		Rattenschwanz rat tail
Lagerung (°C) storage		+2 bis/ to +8

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.