

Puffersubstanz nach Dulbecco (PBS) ohne Calcium, Magnesium und Phenolrot Buffer substance, Dulbecco's (PBS) without calcium, magnesium and phenol red	Kat.Nr./Cat.No. :	47302
--	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Spezifikation specification
Aussehen appearance	weißes Pulver white powder
Löslichkeit (9.55g/l) solubility	klar und farblos clear and colorless
pH (9.55g/l)	7.3 – 7.6
Zusammensetzung composition	
Natriumchlorid (g/l) Sodium chloride	8.0
Kaliumchlorid (g/l) Potassium chloride	0.2
di-Natriumhydrogenphosphat (g/l) di-Sodium hydrogenphosphate	1.15
Kaliumdihydrogenphosphat (g/l) Potassium dihydrogenphosphate	0.2
Gesamteinwaage (g/l) total weight	9.55
Lagerung (°C) storage	+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.