

Gamborgs B 5 Pflanzen-Pulvermedium
Gamborg's B 5 Plant powder medium

Kat.Nr./Cat.No. : 47306

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		perlweißes bis gelbliches Pulver off-white to light yellow powder
Löslichkeit solubility	3.26 g/l in H ₂ O	klar und farblos clear and colorless
pH	3.26 g/l in H ₂ O	4.0 - 5.0
Osmolarität (mOsmol/l) osmolarity	3.26 g/l in H ₂ O	50 - 70
Lagerung (°C) storage		+2 bis/ to +8

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.