

---

<b>Murashige und Skoog Pflanzensalze</b> Murashige and Skoog Plant salts	<b>Kat.Nr./Cat.No. :</b>	<b>47516</b>
---	--------------------------	--------------

---

<b>Parameter</b> parameter	<b>Methode</b> method	<b>Spezifikation</b> specification
<b>Aussehen</b> appearance		perlweißes bis gelbliches Pulver off-white to light yellow powder
<b>Löslichkeit</b> solubility	4.52 g/l	klar und farblos clear and colorless
<b>pH</b>	4.52 g/l	4.0 - 5.0
<b>Osmolarität (mOsmol/l)</b> osmolarity	4.52 g/l	80 - 100
<b>Lagerung (°C)</b> storage		+15 bis/ to +30

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.