

**Polymyxin-B-sulfat Lösung** sterilfiltriert  
Polymyxin B-sulfate solution sterile filtered

**Kat.Nr./Cat.No. : 47975**

| <b>Parameter</b><br>parameter               | <b>Spezifikation</b><br>specification             |
|---|---|
| <b>Aussehen</b><br>appearance               | klare farblose Lösung<br>clear colorless solution |
| <b>Aktivität (IU/ml)</b><br>activity        | 10 000  |
| <b>pH</b>                                   | 7.0 – 8.0   |
| <b>Osmolarität (mOsmol/l)</b><br>osmolarity | max. 300  |
| <b>Sterilität</b><br>sterility              | negativ<br>negative                               |
| <b>Lagerung (°C)</b><br>storage             | -15 bis/ to -25                                   |

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.**  
We do not guarantee that the product can be used for a special application.