

Gentamycin Lösung 50mg/ml, sterilfiltriert
Gentamycin solution 50mg/ml, sterile filtered

Kat.Nr./Cat.No. : 47991

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		klare, leicht gelbliche Lösung clear, slightly yellowish solution
Konzentration (mg/ml) concentration	in H ₂ O	80mg Gentamycinsulfat entspricht 50mg Gentamycin 80mg Gentamycin sulfate corresponds 50mg Gentamycin
pH		4.0 – 6.0
Sterilität sterility		negativ negative
Lagerung (°C) storage		-15 bis/ to -25

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.