
Nutrient Agar Standard I Nutrient Agar Enriched	Kat.Nr./Cat.No. :	48494
---	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance	nach Auflösung; 37g/l after reconstitution; 37g/l	klar, gelblich-braun clear, yellowish-brown
pH	37g/l, 25°C	7.3 – 7.7
Wachstumsprüfung growth test		entspricht corresponds
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.