

LB, Pulvermedium LB medium, powder	Kat.Nr./Cat.No. :	48501
--	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		elfenbeinfarbenes Pulver ivory-colored powder
Löslichkeit solubility	20 g/l in H ₂ O	goldgelbe Lösung gold-yellowish solution
pH	20 g/l in H ₂ O	7.0 ± 0.3
Zusammensetzung composition		
Tryptone (# 48600)		10.0 g/l
Yeast extract (# 24540)		5.0 g/l
NaCl (# 30183)		5.0 g/l
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.