

2x YT Agar, Pulvermedium 2x YT Agar, powder	Kat.Nr./Cat.No. :	48504
---	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		hellelfenbeinfarbenes Pulver brightly ivory-colored powder
Löslichkeit solubility	46 g/l in H ₂ O	goldgelbe Lösung gold-yellowish solution
Zusammensetzung composition		
Tryptone (# 48600)		16.0 g/l
Yeast extract (# 24540)		10.0 g/l
NaCl (# 30183)		5.0 g/l
Agar (# 200101)		15.0 g/l
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.