

M9 Minimal salts, 5x Pulvermedium
powder

Kat.Nr./Cat.No. :

48505

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		weißes Pulver white powder
Löslichkeit solubility	52.5 g/l in H ₂ O	klare farblose Lösung clear colorless solution
Zusammensetzung composition		
Na ₂ HPO ₄		30.0 g/l
KH ₂ PO ₄		15.0 g/l
NH ₄ Cl		5.0 g/l
NaCl		2.5 g/l
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.