
YPD, Pulvermedium YPD medium, powder	Kat.Nr./Cat.No. :	48507
--	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		elfenbeinfarbenes Pulver ivory-colored powder
Löslichkeit solubility	50 g/l in H ₂ O	goldgelbe Lösung gold-yellowish solution
pH	50 g/l in H ₂ O	6.5 – 7.5
Zusammensetzung composition		
Tryptone (# 48647)		20.0 g/l
Yeast extract (# 24540)		10.0 g/l
Dextrose (# 22700)		20.0 g/l
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.