

YPD Agar, Pulvermedium
YPD Agar, powder

Kat.Nr./Cat.No. : 48508

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		hell elfenbeinfarbenes Pulver light ivory-colored powder
Löslichkeit solubility	65 g/l in H ₂ O	goldgelbe Lösung golden brown solution
Zusammensetzung composition		
• -D-Glucose (# 22700)		20.0 g/l
Tryptone (# 48647)		20.0 g/l
Yeast extract (#24540)		10.0 g/l
Agar-Agar (# 11396)		15.0 g/l
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.