
Melittin **Kat.Nr./Cat.No. : 51560**

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		$C_{131}H_{229}N_{39}O_{31}$
Molekulargewicht molecular weight		2847
Aussehen appearance		reinweißes bis beiges Lyophilisat off-white to beige-colored lyophilisate
Gehalt (%) assay	HPLC	min. 95.0
Lagerung (°C) storage		-15 bis/ to -25

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.