
L-Leucyl-L-alanin L-Leucyl-L-alanine	Kat.Nr./Cat.No. :	51805
--	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		$C_9H_{18}N_2O_3$
Molekulargewicht molecular weight		202.3
Aussehen appearance		weißes krist. Pulver white cryst. powder
Löslichkeit solubility	5% in AcOH 80%	klare farblose Lösung clear colorless solution
Reinheit (%) purity	TLC	min. 99
Lagerung (°C) storage		-15 bis/ to -25

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.