
Lecithin aus Eidotter Lösung reinst Lecithin from egg yolk solution research grade	Kat.Nr./Cat.No. :	57555
--	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		hellgelbe klare Lösung light yellow clear solution
Konzentration (mg/ ml) concentration		20 in CHCl ₃
Reinheit (%) purity	TLC	min. 99
Lagerung (°C) storage		-15 bis/ to -25

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.